

Příprava kalibračních roztoků

Kalibrační roztoky pro pH senzory si můžete připravit pomocí pufrů s produktovým kódem [PHB](#).



Co je součástí balení sady pufrů PHB:

- 4× oranžová kapsle (pH 4)
- 4× zelená kapsle (pH 7)
- 4× modrá kapsle (pH 10)
- roztok pro dlouhodobé uchovávání (zabraňuje růstu plísní a současně funguje jako pH indikátor – oranžová barva pro pH 4, zelená pro pH 7, modrá pro pH 10)

Jak připravit kalibrační roztok:

- do 100 ml destilované vody vmíchejte obsah kapsle
- přidejte 3 kapky roztoku, který je s pufrý dodáván

