

PROTOKOL			
O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE			
Jméno:		Třída:	
Úloha:	Bi-VII-4 Analýza EKG křivky		
Spolupracovník:		Hodnocení:	
Datum měření:			

- Úkol:**
- 1) Proveďte měření EKG v klidu.
 - 2) Vytvořte graf elektrické aktivity v srdci.
 - 3) Označte v grafu vlny P, T a kmity Q R S.
 - 4) Vypočítejte srdeční frekvenci (SF).
 - 5) Do závěru porovnáme aktuální SF s klidovou SF.

Pomůcky: LabQuest, notebook, senzor EKG-BTA



Postup: Postupujte dle pokynů (bodů) v pracovním listu (PL)

Tabulka:

počet kmitů R	počet vln P	počet vln T	srdeční frekvence (60/t . počet R kmitů)

Závěr: