

PROTOKOL

O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Jméno:		Třída:	
Úkol:	Voda-2 Zjištění barvy a zákalu vody		
Spolupracovník:		Hodnocení:	
Datum měření:			

Úkol: Zjištění barvy a zákalu ve vzorku vody

Pomůcky: LabQuest,

Teorie: Čistá voda _____ , v silné vrstvě (více než 1 m) _____

Barva vody může být způsobena: _____

Zákal vody způsobují: _____

Postup: _____

Výsledky: Barva vzorku vody: _____

Naměřená hodnota zákalu ve vzorku vody byla: _____

Zakalená bývá _____ voda, podzemní voda bývá bez

Tabulka typické míry zakalení:

Druh vody	Hodnota zákalu (NTU)
Neionizovaná voda	0,02
Pitná voda	0,02 – 0,50
Povrchová voda	0,50 – 10,00
Odpadní/znečištěná voda	70,00 – 2000,00

Závěr: _____
